

# EasyScreen™ Coronavirus range **SARS-CoV-2** - test

**CE-IVD**  
marzo  
2020

## Kit EasyScreen™ para la detección del SARS-CoV-2

Este test permite la detección de SARS-CoV-2 gracias a dos diana específicas.

- Diana 1- Permite la detección de la nucleocapside viral en el genoma de SARS y SARS-CoV-2 (Gen N) .
- Diana 2- Ensayo específico para la detección de la variante SARS-CoV-2 (Gen E).

**Ref: RP011- SARS-CoV-2 Detection Kit**  
(disponible en 100 y 500 test)

### La tecnología 3base™ minimiza el efecto de la deriva génica

- ✓ La conversión del genoma viral a 3base™ reduce la complejidad para la detección y cuenta con variaciones de secuencia comunes
- ✓ El flujo de trabajo común ofrece eficiencia para todos los tipos de muestras con los kits de detección EasyScreen™
- ✓ Automatizable con GS-mini, GS1-HT y GS-1000
- ✓ Capacidades de alto y bajo rendimiento: compatibles con placas de PCR de 96 y 384 pocillos

**Contacte con nosotros para ampliar la información de éste y otros productos:**

Diagnóstica Longwood · Camino del Pilón 86, 50011 ZARAGOZA  
Tfno: +34 976 320 638 · Mail: dlw@dlongwood.com

[www.dlongwood.com](http://www.dlongwood.com)