



COVID-19
Test LDX SARS-CoV-2 IgM/IgG



TEST DE ELEVADA FIABILIDAD



Sensibilidad 93.7%
Especificidad 99.9%



Sensibilidad 94,9%
Especificidad 99,2%



Los kits LDX SARS-CoV-2 IgM/IgG, consisten en un ensayo de detección cualitativa en el que se determina la presencia de anticuerpos IgM e IgG SARS-CoV-2, en una muestra de sangre, suero o plasma del paciente.


Se trata de una prueba rápida, sencilla e intuitiva que está enfocada, principalmente, al diagnóstico clínico auxiliar y al seguimiento de la infección por coronavirus SARS-CoV-2.

Sólo para uso diagnóstico in vitro. Solo para uso profesional.


Además este kit incluye: test cassettes x25, pipetas x25 y un tampón de muestras).



Agregue dos gotas de sangre verticalmente en el pocillo de la muestra



Agregue 2 gotas de tampón de muestra en el pocillo



Leer el resultado

La presentación del kit consta de 25 test.
Reactivos estables a temperatura ambiente (2°C - 30°C)